

# Innovaties in de database

## Discover Next

Het meest complete toestel in de database

Frédérique van Dooremaal

Mark Roos



# Gain cijfers 2021


1,3% cat 2

23,7% cat 3

29,4% cat 4

26,3% cat 5

# Gain cijfers



# Oplaadbaar.....


34% van alle toestellen die dit jaar zijn verkocht zijn oplaadbaar.

Over heel 2020 was 8% oplaadbaar!

# Verdeling



AHO 36%



RIC 58%



1998....

1998....





# Market share NL per smartphone OS Augustus 2021



Kunnen we de klant bedienen binnen ZN?

ja

Vroeger en nu.....





# Unitron Discover Next

Wat maakt **Discover Next** uniek in ZN?

Connectiviteit

Unitron DX

 iOS  
Made For All  
android



# Direct Streaming en Mobiele gesprekken





538

TED

TIDAL

skype


Disney+

YouTube

radio

NETFLIX

VERONICA



Spotify

music

Google Podcasts

videolan

storytel

Anchor

zoom

Ziggo

Microsoft Teams

PodBean

Ziggo GO T



Oplaadbaar

# Unitron DX



# Unitron DX



# Unitron DX

- ✓ Betrouwbaar
- ✓ Eenvoudig
- ✓ Snel geladen
- ✓ Dagelijks gebruik

Bewezen techniek

In de lader, uit de lader

Accu in 3 uur vol, na 30 min. +30%

Hele dag, waarvan 8 uur streamen

Oplaadbaar v.a. cat 4






Accessoires

# Afstandsbediening via Remote Plus app




Android 7.0 of iOS 12.0 (of hoger)

Bluetooth 4.2 (of hoger)









Remote Plus app




- Volume wijzigen
- Programma kiezen
- Balans (streaming/omgeving) aanpassen
- App equalizer
- Accustatus bekijken (oplaadbaar)
- Sterkte Tinnitusmaskeerder wijzigen
- Remote adjust

# Remote Plus app – equalizer



# Pairing met Remote Plus app



1

Download de  
Unitron Remote  
Plus app

2

Schakel  
hoortoestellen in - ze  
blijven 3 minuten in  
de koppelingsmodus

3

Open de Unitron Remote  
Plus-app en volg de  
instructies om de  
hoortoestellen te  
koppelen

# Afstandsbediening



Volume wijzigen

Programma's selecteren

Gevoed door CR 2032 batterij

Remote Control

# TV streaming

Bereik tot de hoortoestellen  
ca. 15 meter




TV Connector

Directionele microfoon

Bereik tot de hoortoestellen  
ca. 25 meter


Oplaadbaar  
in 2 uur volgeladen  
volle accu = ca. 6 uur streamen



PartnerMic

# Externe microfoon





Remote Plus app

Controle, altijd bij de hand



Remote Control

No-nonsense bediening



PartnerMic

Directioneel, SNR+



TV Connector

Hoogwaardig stereo geluid

RogerDirect



Roger On



Roger Select

Modellen

# Design



reddot winner 2021

unitron™

# Unitron DX



Moxi Jump R T

Moxi Move R

Moxi Fit



# Unitron DX



Stride P R

Stride M



# Unitron DX Insera

W 312 Dir



 **Bluetooth®**

- Hands-free binaurale telefoongesprekken (iOS en Android)
- Stereo kwaliteit direct streaming
- Alle accessoires
- RogerDirect





Features

# Techniek

## Discover Next 3 - Discover Next 5 - Discover Next 7

- Windnoisemanager
- Soft Speech Lift: zachte spraak versterking
- AntiShock2
- MyMusic
- RogerDirect
- 12, 14 en 16 kanalen in cat 3, 4 en 5

MFA Connectiviteit\*

Oplaadbaar\*

Accessoires\*

### Sound Processing

SoundNav\* - Sound Conductor\* - Spatial Awareness - Speech Pro

Remote adjust\*

RogerDirect™\*

\*Beschikbaar in alle technologieniveaus

MFA Connectiviteit\*

Oplaadbaar\*

Accessoires\*

# Unitron DX

## Sound Processing

Sound Nav\* - Sound Conductor\* - Spatial Awareness - Speech Pro

Remote adjust\*

RogerDirect™\*

\*Beschikbaar in alle technologieniveaus

**unitron**™

# Dank voor uw aandacht!



**Discover Next**  
Uw nummer 1 in de ZN Database

unitron.

The advertisement is split into two vertical panels. The left panel has a solid blue background. At the top, the text 'Discover Next' is written in a large, white, sans-serif font. Below it, in a smaller white font, is 'Uw nummer 1 in de ZN Database'. In the center, there is a row of seven hearing aids of various styles and colors (black, grey, and beige). At the bottom left of this panel, the 'unitron.' logo is written in white. The right panel shows a woman with long dark hair, wearing sunglasses and a purple top, smiling and raising her arms in celebration. She is surrounded by a shower of colorful confetti (red, yellow, blue, green) against a background of vertical red and purple streamers.

A large, white, stylized letter 'U' is the central focus, set against a background of vibrant, overlapping shapes in orange, red, and blue. The text 'Love the experience' is written in a bold, black, sans-serif font across the middle of the 'U'.

**Love the experience™**

# GEEF GEHOOR AAN GEWELDIGE ERVARINGEN MET BLU

PRODUCT OVERZICHT

CONNECTIVITEIT

GELUIDSPRESTATIES

PERSONALISATIE

*samenvatting*

- 3 RIC's met nieuw ontwerp waarvan 2 Li-Ion oplaadbaar
- MFA connectiviteit met 2 verbonden apparaten
- Tap control (voor de oplaadbare uitvoeringen)
- Integra OS: volgende generatie automatische optimalisatie
- AutoFocus 360 met dynamic noise reduction
- Sonova PRISM chip
- Eenvoudige 'live' personalisatie
- Automatische en handmatige controle opties
- Transparantie in TrueFit
- Prestatie tracking & continue zorg
- Tot 6 programma's toevoegen in de app én Focus mic, speech en ruisonderdrukking aanpasbaar

# SWORD 3.0

